

# Gebruiksaanwijzing

## miniRITE miniRITE-T

Oticon Opn  
Oticon Siya



Made for  
iPhone | iPad | iPod

**oticon**  
PEOPLE FIRST

## Modellenoverzicht

Dit boekje is van toepassing op de volgende hoortoestelmodellen uit de Oticon Opn™ en Oticon Siya families:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE  | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE-T  |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE  | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE-T  |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE  | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE-T  |
| <input type="checkbox"/> Oticon Siya 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Siya 1 miniRITE-T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Siya 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Siya 2 miniRITE-T |

De volgende luidsprekers zijn beschikbaar voor bovenstaande modellen:

- Luidspreker 60
- Luidspreker 85
- Luidspreker 100 (powertoestel)
  
- Power FlexMould luidspreker 100 (powertoestel)
- Power FlexMould luidspreker 105 (powertoestel)

## Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandacht door, inclusief het hoofdstuk **Waarschuwingen**. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe hoortoestel te halen.

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw hoorzorg professional

| [Over](#) | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Opties](#) | [Tinnitus](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

## Beoogd gebruik

Het hoortoestel is bedoeld om geluid te versterken en over te brengen naar het oor en daarbij te compenseren voor machtig tot ernstig-tot-zwaar gehoorverlies. Dit hoortoestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.

### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

## Inhoudsopgave 1/2

### Over

|   |    |
|---|----|
| Nagaan welk hoortoestel, luidspreker en oorstukje u heeft | 8  |
| miniRITE  | 10 |
| miniRITE-T  | 11 |
| Nagaan wat het linker- en rechertoestel is                | 12 |
| MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken | 13 |

### Aan de slag

|   |    |
|---|----|
| Het hoortoestel AAN- en UITzetten               | 14 |
| Wanneer dient u de batterij te vervangen        | 15 |
| Hoe dient u de batterij te vervangen (type 312) | 16 |

### Gebruik


|   |    |
|---|----|
| Het hoortoestel indoen                          | 18 |
| Onderhoud van uw toestel                        | 19 |
| Standaard oorstukjes: Dome of GripTip vervangen | 20 |
| ProWax miniFit-filter vervangen                 | 23 |

## Inhoudsopgave 2/2


|   |    |
|---|----|
| Custom oorstukjes: MicroMould, LiteTip of oorstukje op Power Flex-luidspreker schoonmaken | 24 |
| ProWax-filter vervangen   | 25 |
| Vliegtuigmodus  | 26 |
| <b>Opties</b>   |    |
| Optionele functies en accessoires   | 27 |
| Het volume aanpassen - miniRITE   | 28 |
| Het volume aanpassen - miniRITE-T   | 29 |
| Programma wijzigen  | 30 |
| Het hoortoestel dempen  | 32 |
| Hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch                                   | 33 |
| Draadloze accessoires   | 36 |
| Overige opties  | 37 |

|   |    |
|---|----|
| <b>Tinnitus</b>   |    |
| Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)                          | 38 |
| Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitusgeluidsgenerator | 39 |
| Geluidsopties en volumeregeling                             | 40 |
| Beperking van de gebruiksduur                               | 44 |
| Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus                  | 47 |
| <b>Waarschuwingen</b>                                       |    |
| Algemene waarschuwingen                                     | 48 |
| <b>Aanvullende informatie</b>                               |    |
| Problemen oplossen  | 52 |
| Water- en stofbestendig (IP68)                              | 54 |
| Gebruiksomstandigheden                                      | 55 |
| Garantie  | 56 |
| Technische informatie                                       | 58 |
| Uw individuele hoortoestelinstellingen                      | 64 |

## Nagaan welk hoortoestel, luidspreker en oorstukje u heeft



Het hoortoestel gebruikt een van de volgende luidsprekers:



De standaard luidsprekers maken gebruik van een van de volgende oorstukjes:

### Standaard oorstukjes:

- Open dome
- Bass dome, enkele venting
- Bass dome, dubbele venting
- Power dome
- GripTip\*


\* Verkrijgbaar in small en large, links en rechts, met en zonder venting.

### Aangepaste oorstukjes:

- MicroMould
- LiteTip
- VarioTherm® MicroMould
- VarioTherm® LiteTip

® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve

### Domeformaten




\* alleen als open dome voor luidspreker 60

\*\* niet voor open dome

Zie voor meer informatie over het vervangen van de dome of GripTip het hoofdstuk "Dome of GripTip vervangen"


## miniRITE

Wat is het en wat doet het



## miniRITE-T


Wat is het en wat doet het



## Nagaan wat het linker- en rechertoestel is


Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechterhoortoestel, omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.

U kunt links/rechts kleurmarkeringen vinden op de batterijlade en op de luidsprekers 60 en 85, zoals is aangegeven. De markeringen (L of R) zijn ook te vinden op luidsprekers 100 en sommige oorstukjes.



## MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Deze is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor het schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.



### BELANGRIJKE OPMERKING


De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool ten minste 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

## Het hoortoestel AAN- en UITzetten

De batterijlade wordt gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te zetten wanneer u het niet draagt. Als u de standaardinstellingen van het hoortoestellen wilt herstellen, open en sluit dan simpelweg de batterijlade (snelle reset).


### Zet AAN

Sluit de batterijlade met de batterij erin.



### Zet UIT

Open de batterijlade.



## Wanneer dient u de batterij te vervangen

Als het tijd is om de batterij te vervangen, hoort u drie piepjes die met regelmatige tussenpozen worden herhaald, totdat de batterij leeg is.



**Drie piepjes\***

= de batterij is bijna leeg



**Vier piepjes**

= de batterij is leeg

### Batterijtip

Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.


\*Bluetooth® wordt uitgeschakeld en het is niet mogelijk om draadloze accessoires te gebruiken.

Opmerking: De batterijen moeten vaker worden vervangen als u geluid of muziek streamt naar uw hoortoestellen.




## Hoe dient u de batterij te vervangen (type 312)

### 1. Uitnemen



Open de batterijlade volledig. Neem de oude batterij eruit.


### 2. Verwijderen



Verwijder het etiket van de +-zijde van de nieuwe batterij.


Tip:  
Wacht 2 minuten, zodat de batterij kan ventileren voor een optimale werking.

### 3. Plaatsen



Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de +-zijde omhoog is gericht.


### 4. Sluiten



Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af.

Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

### Tip



MultiTool

De MultiTool kan worden gebruikt om de batterij te vervangen. Gebruik het magnetische uiteinde voor het uitnemen en plaatsen van batterijen.

De MultiTool is verkrijgbaar bij uw hoorzorg professional.

## Het hoortoestel plaatsen


### Stap 1



Plaats het hoortoestel achter uw oor.


De luidspreker moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

### Stap 2



Houd de bocht van het luidsprekersnoer tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet richting de opening van de gehoorgang wijzen.

### Stap 3



Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot het luidsprekersnoer dicht tegen uw hoofd zit.


Als de luidspreker een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt.

## Uw hoortoestellen onderhouden

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

### De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat de borstel schoon is en dat hij niet in de openingen wordt geduwd.




### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

## Standaard oorstukjes: Dome of GripTip vervangen


Het standaard oorstukje mag niet worden schoongemaakt. Wanneer het vol zit met oorsmeer, dient het te worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTip minimaal een keer per maand te vervangen.

### Stap 1




Houd de luidspreker vast en trek het oorstukje eraf.

### Stap 2



Plaats de luidspreker precies in het midden van de dome of GripTip voor een stevige bevestiging.

### Stap 3



Druk hem goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.


### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

## ProWax miniFit-filter

Aan het uiteinde van de luidspreker zit een wit oorsmeerfilter waar het oorstukje is bevestigd. Het oorsmeerfilter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen. Vervang de filter als die verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt, of neem contact op met uw hoorzorg professional.

Verwijder het oorstukje van de luidspreker voordat u de oorsmeerfilter vervangt.




### BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als die origineel bij het toestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.

## ProWax miniFit-filter vervangen

### 1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pennetjes, een lege voor het verwijderen van de filter en een met de nieuwe oorsmeerfilter.

### 2. Uitnemen



Duw het lege pennetje in de oorsmeerfilter in de luidspreker en trek het eruit.

### 3. Plaatsen



Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pennetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Opmerking:

Als u een oorstukje of LiteTip gebruikt, dient uw hoorzorg professional de oorsmeerfilter in de luidspreker te vervangen.


## Custom oorstukjes: MicroMould, LiteTip of oorstukje op PowerFlex-luidspreker schoonmaken

Het oorstukje dient regelmatig te worden schoongemaakt.

Het oorstukje heeft een wit oorsmeerfilter\*. De filter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen.


Vervang de filter als het verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt. Neem anders contact op met uw hoorzorg professional.

\* VarioTherm MicroMould en LiteTip hebben geen oorsmeerfilter




## ProWax-filter vervangen

### 1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee penntjes, een lege voor het verwijderen van de filter en een met de nieuwe oorsmeerfilter.

### 2. Uitnemen



Duw het lege penntje in de oorsmeerfilter en trek het eruit.

### 3. Plaatsen




Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere penntje, verwijder de tool en werp deze weg.

## Vliegtuigmodus

Wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar het verboden is radiosignalen uit te stralen, bijvoorbeeld tijdens een vlucht, dient de vliegtuigmodus te worden ingeschakeld. Het hoortoestel blijft gewoon werken. De vliegtuigmodus hoeft slechts op één hoortoestel in te worden geschakeld om Bluetooth® uit te schakelen op beide hoortoestellen.

miniRITE




### In- en uitschakelen

Houd de druktoets 7 seconden ingedrukt. Een melodietje bevestigt uw handeling.

De vliegtuigmodus kan ook worden uitgeschakeld door de batterijlade te openen en sluiten. Zie het hoofdstuk "Snelle reset".

miniRITE-T



Druk op een van de uiteinden van de toets.

## Optionele functies en accessoires

De op de volgende pagina's beschreven functies en accessoires zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorg professional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken heeft met moeilijke luistersituaties, kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

*Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig heeft.*

---

---

---

## Het volume aanpassen - miniRITE

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.  
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.



## Het volume aanpassen - miniRITE-T

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.  
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.



### In te vullen door de hoorzorg professional

Aanpassen van het volume

LINKS





RECHTS

Kort drukken

## Programma wijzigen

Uw hoortoestel heeft maximaal 4 verschillende programma's. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

### In te vullen door de hoorzorg professional

| Programma | Geluidsactivering   | Wanneer te gebruiken |
|-----------|---|----------------------|
| 1         |  "1 piepje"  |                      |
| 2         |  "2 piepjes" |                      |
| 3         |  "3 piepjes" |                      |
| 4         |  "4 piepjes" |                      |

## miniRITE


### Druk op de toets om het programma te wijzigen

Als u twee hoortoestellen heeft, schakelt het RECHTER hoortoestel vooruit van bijvoorbeeld programma 1 naar 2 en het LINKER hoortoestel schakelt achteruit van bijvoorbeeld programma 4 naar 3.

Programma wijzigen

Kort drukken

Lang drukken



## miniRITE-T

### Druk op omhoog of omlaag om tussen programma's te schakelen

U kunt continu tussen programma's schakelen, zowel omhoog als omlaag in de volgorde van de programma's. Als u bijvoorbeeld van programma 1 naar 4 wilt gaan, kunt u op de omlaagtoets drukken, in plaats van 3 keer op de omhoogtoets te drukken.

Programma wijzigen

LINKS

RECHTS

Kort drukken


Lang drukken





## □ Geluid van het hoortoestel dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om het geluid van het hoortoestel uit te schakelen.



OPMERKING: de dempfunctie dempt alleen de microfoon(s) van de hoortoestellen.

Druk op een van de uiteinden van de toets.

### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Gebruik de dempfunctie niet als uitschakelaar; het hoortoestel gebruikt dan nog steeds stroom.

## Hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone® en kunnen rechtstreeks communiceren en worden bediend met een iPhone, iPad® of iPod touch®. Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestellen kunt

u contact opnemen met uw hoorzorg professional of onze website bezoeken: [www.oticon.nl/connectivity](http://www.oticon.nl/connectivity)




Ga voor informatie over compatibiliteit naar [www.oticon.nl/connectivity](http://www.oticon.nl/connectivity)

De Made for Apple-badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek verbinding te maken met de op de badge aangegeven Apple-producten en volgens de ontwikkelaar voldoet aan Apple-prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.


# Hoortoestellen koppelen met iPhone

## 1. Instellingen




Open uw iPhone en ga naar "Instellingen". Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld. Kies vervolgens "Algemeen".

## 2. Algemeen




Kies "Toegankelijkheid" in het scherm "Algemeen".

## 3. Toegankelijkheid




Kies "MFi-hoortoestellen" in het scherm "Toegankelijkheid".

## 4. Voorbereiden




Open en sluit de batterijlade van beide hoortoestellen en plaats ze dichtbij uw iPhone. De hoortoestellen blijven 3 minuten in de koppelingsmodus.

## 5. Selecteren



Uw iPhone detecteert de hoortoestellen om te koppelen. Gedetecteerde apparaten verschijnen in de lijst op uw iPhone. Kies uw hoortoestellen.

## 6. Koppeling bevestigen



Bevestig koppeling. Als u twee hoortoestellen heeft, is koppelingsbevestiging voor beide hoortoestellen nodig.

## Draadloze accessoires

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestel(len) is een reeks accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in vele alledaagse situaties.

### **ConnectClip**

Als ConnectClip met uw mobiele telefoon is gekoppeld, kunt u de hoortoestellen gebruiken als een handsfree headset of externe microfoon.

### **TV Adapter 3.0**

Draadloze zender van geluid van televisies en elektronische audioapparaten. TV Adapter streamt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

### **Afstandsbediening 3.0**

Biedt de mogelijkheid om het programma te wijzigen, het volume aan te passen of uw hoortoestellen te dempen.

### **Oticon ON-app**

Biedt een intuïtieve, eenvoudige en discrete manier om uw hoortoestellen te bedienen. Voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™ apparaten.

Ga voor meer informatie naar:  
[www.oticon.nl/connectivity](http://www.oticon.nl/connectivity)

## Overige opties



### **Luisterspoel - optioneel voor miniRITE-T**

Met de luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsstelsel bent, zoals een theater, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsstelsel aanwezig is.



### **AutoPhone**

AutoPhone kan automatisch een telefoonprogramma activeren op het hoortoestel als u een speciale magneet op uw telefoon plaatst.

Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorg professional.

## **Tinnitus SoundSupport™** (optioneel)

### **Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport**

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorgprofessionals (audiologen, hoortoestelspecialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport dient te worden uitgevoerd door een hoorzorgprofessional als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

## **Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitus geluidsgenerator**

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorg professional kan dit hebben geactiveerd in uw hoortoestellen.

Tinnitus SoundSupport is een middel voor beheersing van Tinnitus. Het genereert geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte om tinnitus beheersbaar te maken.

Uw hoorzorgprofessional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u het advies en de aanwijzingen wat betreft deze nazorg opvolgt.

### **Uitsluitend voor gebruik op voorschrift**

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

## **Geluidsopties en volumeregeling**

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het biedt een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw hoorzorgprofessional kunt u uw voorkeursgeluid(en) kiezen.

### **Tinnitus SoundSupport-programma's**

U beslist samen met uw hoorzorgprofessional in welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

### **Dempen**

Als een programma is geselecteerd waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd, dempt de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport.

Zie het hoofdstuk: "Geluid van het hoortoestel dempen".

### **Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport**

Wanneer u een hoortoestelprogramma kiest waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd, kan uw hoorzorgprofessional de druktoets op uw hoortoestel instellen om alleen te functioneren als volumeregeling voor het tinnitusverlichtingsgeluid.

Uw hoorzorgprofessional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Volumeregeling voor elk oor afzonderlijk, of
- B) Volumeregeling voor beide oren tegelijk.

## miniRITE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <p><b>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport voor elk oor afzonderlijk aanpassen</b><br/>Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te <b>verhogen</b> herhaaldelijk kort op de druktoets, totdat het gewenste niveau is bereikt. Het geluid zal bij de eerste druk(ken) altijd luider zijn, totdat u twee piepjes hoort. Daarna neemt het volume af.<br/>Blijf om het volume (op slechts één hoortoestel) te <b>verlagen</b> herhaaldelijk op de druktoets drukken, totdat het gewenste niveau is bereikt.</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p><b>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport voor beide oren tegelijk aanpassen</b><br/>U kunt één toestel gebruiken om het geluid harder te zetten en het andere toestel om het geluid zachter te zetten:<br/>Druk om het volume te <b>verhogen</b> herhaaldelijk kort op de druktoets van het RECHTER hoortoestel.<br/>Druk om het volume te <b>verlagen</b> herhaaldelijk kort op de druktoets van het LINKER hoortoestel.</p>  |

In te vullen door uw hoorzorg professional.

## miniRITE-T

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <p><b>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport voor elk oor afzonderlijk aanpassen</b><br/>Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te <b>verhogen</b> herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de druktoets, totdat het gewenste niveau is bereikt.<br/>Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te <b>verlagen</b> herhaaldelijk kort op het onderste deel van druktoets, totdat het gewenste niveau is bereikt.</p>   |
| <input type="checkbox"/> | <p><b>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport voor beide oren tegelijk aanpassen</b><br/>U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid van beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume in één hoortoestel wijzigt, zal het volume van het andere hoortoestel volgen.<br/>Druk om het volume te <b>verhogen</b> herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de druktoets.<br/>Druk om het volume te <b>verlagen</b> herhaaldelijk kort op het onderste deel van de druktoets.</p> |

In te vullen door uw hoorzorg professional.

## Beperking op gebruiksduur

### Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorg professional zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

Zie de tabel “Tinnitus SoundSupport: gebruiksbeperkingen” in het hoofdstuk “Uw individuele hoortoestelinstellingen” achter in dit boekje om te weten hoeveel uur per dag u het verlichtende geluid op uw hoortoestellen veilig kunt gebruiken.

## Belangrijke informatie voor hoorzorgprofessionals over Tinnitus SoundSupport

### Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een hoorzorgprofessional kan worden geactiveerd op de hoortoestellen.

### Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie de indicatie van de maximale draagtijd naast de tinnitusaanpasgrafiek in de aanpassoftware.

### De volumeregeling is gedeactiveerd

De volumeregeling van de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd op het hoortoestel. Het risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

### Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de tinnitus-volumeregeling activeert in het scherm "Toetsen en indicaties". Dit gebeurt als het verlichtingsgeluid kan worden beluisterd op niveaus die gehoorschade kunnen veroorzaken. De tabel "Maximale draagtijd" in de aanpassoftware geeft het aantal uren aan dat de cliënt veilig gebruik kan maken van Tinnitus SoundSupport.

- Controleer de maximale draagtijd voor elk programma waarvoor Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf deze waarden in de tabel "Tinnitus SoundSupport: gebruiksbepalingen" achterin dit boekje.
- Geef uw cliënt overeenkomstige instructies.

### Waarschuwingen met betrekking tot Tinnitus

Als uw hoorzorg professional de Tinnitus SoundSupport-geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de onderstaande waarschuwingen.

Er zijn enkele mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitusbeheersingsapparaat wordt gegenereerd. Dit zijn onder andere het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt of duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie ervaart bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, audioloog of andere hoorzorgprofessional.

Zoals bij alle apparaten, kan misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten tot gevolg hebben. U dient ervoor te zorgen dat onbevoegd gebruik wordt voorkomen en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

#### Maximale draagtijd

Houd altijd de maximale draagtijd per dag aan voor Tinnitus SoundSupport die door uw hoorzorg professional is geadviseerd. Langer gebruik kan uw tinnitus of gehoorverlies verergeren.



## **Algemene waarschuwingen**

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Merk op dat uw hoortoestellen het normale gehoor niet herstellen. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. Merk tevens op dat in de meeste gevallen onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt zal opleveren.

Raadpleeg uw hoorzorg professional indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

### **Gebruik van hoortoestellen**

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de hoorzorg professional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

### **Gevaar van stikken en inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen**

Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te worden gehouden en van iedereen die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Het is voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

De meeste hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen voor zuigelingen, kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Kinderen jonger dan 36 maanden moeten altijd een kindveilige batterijlade gebruiken. Overleg met uw hoorzorg professional over de beschikbaarheid van deze optie.

*Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.*

### **Batterijgebruik**

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorg professional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en verwijder ze niet door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen ontploffen.

### **Slechte werking**

Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). De hoortoestellen kunnen stoppen met werken, bijvoorbeeld wanneer de batterijen leeg zijn of de slangetjes verstopt zijn door vocht of oorsmeer.

### **Actieve implantaten**

Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons en magneten de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te volgen.

De AutoPhone-magneet en MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft) dienen minimaal 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven. Draag deze bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

## **Algemene waarschuwingen**

Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

### **Röntgenfoto's, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie**

Verwijder uw hoortoestel voor het maken van röntgenfoto's, CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie, operaties, enz., daar het hoortoestel beschadigd kan raken bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

### **Hitte en chemicaliën**

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

### **Powertoestel**

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 711) is bijzondere zorgvuldigheid vereist, omdat er een risico bestaat op aantasting van het restgehoor van de hoortoestelgebruiker.

*Zie de achterzijde van dit boekje om te zien of uw hoortoestel een powertoestel is.*

### **Mogelijke bijwerkingen**

Hoortoestellen en oorstukjes kunnen voor een versnelde opbouw van oorsmeer zorgen.

De anders niet-allergene materialen die in hoortoestellen worden gebruikt kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

*Raadpleeg een arts als een van deze bijwerkingen optreedt.*

### **Storing**

Uw toestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, winkelalarm-systemen en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.

### **Gebruik in vliegtuigen**

Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig moet de vliegtuigmodus zijn ingeschakeld, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

### **Aansluiting op externe apparatuur**

De veiligheid van het hoortoestel bij aansluiting op externe apparatuur (via een externe ingangskabel, via een USB-kabel of rechtstreeks) is afhankelijk van de externe apparatuur. Bij aansluiting op externe apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60950 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

## Problemen oplossen

| Klacht                                 | Mogelijke oorzaak   | Oplossing  |
|--|---|--|
| Geen geluid                            | Lege batterij   | Vervang de batterij  |
|  | Verstopte oorstukjes (dome, GripTip of mould)   | Maak de mould schoon<br>Vervang de oorsmeerfilter, dome of GripTip   |
|  | Hoortoestelmicrofoon gedempt  | Hef de demping van de hoortoestelmicrofoon op  |
| Onderbroken of verminderd geluid       | Verstopte geluidsopening  | Maak het oorstukje schoon of vervang de oorsmeerfilter, dome of GripTip  |
|  | Vocht   | Veeg de batterij met een droge doek af   |
|  | Lege batterij   | Vervang de batterij  |
| Snerpend geluid                        | Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst   | Plaats het oorstukje opnieuw   |
|  | Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang  | Laat de gehoorgang onderzoeken door uw arts  |
| Piepen                                 | Als uw hoortoestel 8 piepjes geeft, 4 keer achtereenvolgend, dan heeft de microfoon van uw hoortoestel een onderhoudscontrole nodig | Neem contact op met uw hoorzorg professional   |
| Koppelingsproblemen met Apple apparaat | Bluetooth-verbinding mislukt  | <b>1)</b> Ontkoppel uw hoortoestellen (Instellingen→Algemeen→Toegankelijkheid→Hoortoestellen→Apparaten →Vergeet dit apparaat).<br><b>2)</b> Schakel Bluetooth uit en weer in.<br><b>3)</b> Open en sluit de batterijlade vande hoortoestellen.<br><b>4)</b> Koppel de hoortoestellen opnieuw (zie het hoofdstuk "Hoortoestellen koppelen met iPhone"). |
|  | Slechts één hoortoestel is gekoppeld  |  |

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorg professional.

## Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is stofdicht en beschermd tegen binnendringen van water, wat betekent dat het is ontworpen om in alle dagelijkse situaties te worden gedragen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af.
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade.
3. Laat het hoortoestel drogen met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten.
4. Plaats een nieuwe batterij.

### BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

## Gebruiksomstandigheden

|   |   |
|---|---|
| <b>Gebruiksomstandigheden</b>             | Temperatuur: +1°C tot +40°C<br>Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%,<br>niet-condenserend   |
| <b>Opslag- en transportomstandigheden</b> | De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen tijdens transport en opslag:<br><br>Temperatuur: -25 °C tot +60 °C<br>Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%,<br>niet-condenserend |

## Garantie

### Certificaat

Naam eigenaar: \_\_\_\_\_

Hoorzorg professional: \_\_\_\_\_

Adres hoorzorg professional: \_\_\_\_\_

Telefoon hoorzorg professional: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Garantieperiode: \_\_\_\_\_ Maand: \_\_\_\_\_

Model links: \_\_\_\_\_ Serienr.: \_\_\_\_\_

Model rechts: \_\_\_\_\_ Serienr.: \_\_\_\_\_

## Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes en oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorg professional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

### Als u ondersteuning nodig heeft

Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw hoorzorg professional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

## Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radiotechnologieën, welke hieronder worden beschreven:

Het hoortoestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en is altijd lager dan -40 dB $\mu$ A/m op een afstand van 10 meter.

Het hoortoestel bevat ook een radiozondontvanger Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik die beide op 2,4 GHz werken. De 2,4 GHz radiozender is zwak en is altijd lager dan 4 dBm EIRP totaal uitgestraald vermogen.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

Meer informatie is te vinden in de "Technische data" op [www.oticon.nl](http://www.oticon.nl)

### VS en Canada

Het hoortoestel bevat een radio-module met de volgende certificerings-ID-nummers:

#### miniRITE:

FCC ID: U28AUMRIT

IC: 1350B-AUMRIT

#### miniRITE-T:

FCC ID: U28AUMRTE

IC: 1350B-AUMRTE

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze grenzen zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst,

hetgeen kan worden gecontroleerd door het aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.

Vervaardigd door:



Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denemarken  
[www.oticon.global](http://www.oticon.global)

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

 **Bluetooth®**







**IP68**

## Beschrijving van symbolen gebruikt in dit boekje

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Waarschuwingen</b><br>Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.   |
|  | <b>Fabrikant</b><br>Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool worden vermeld. Duidt de fabrikant van het medische apparaat aan, zoals gedefinieerd in EU-Richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.   |
|  | <b>CE-markering</b><br>Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. Het viercijferige nummer geeft de aangemelde instantie aan.  |
|  | <b>Elektronisch afval (AEEA)</b><br>Recycle hoortoestellen, accessoires en batterijen volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorg professional voor verwijdering. Elektronische apparatuur die onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). |
|  | <b>Regulatory Compliance Mark (RCM)</b><br>Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.   |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>IP-code</b><br>Duidt de beschermingsgraad aan tegen schadelijke binnendringing van water en deeltjes volgens EN 60529:1991/A1:2002. IP6X duidt totale bescherming tegen stof aan. IPX8 duidt bescherming aan tegen de effecten van voortdurende onderdompeling in water. |
|  | <b>Bluetooth-logo</b><br>Gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. licentie vereist voor gebruik.   |
|  | <b>Made for Apple-badges</b><br>Geeft aan dat het apparaat compatibel is met iPhone, iPad en iPod touch.  |

## Beschrijving van symbolen gebruikt op het reglementaire verpakkingsetiket

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Droog houden</b><br>Duidt een medisch apparaat aan dat beschermd moet worden tegen vocht.                                       |
|  | <b>Waarschuwingssymbool</b><br>Zie de gebruiksaanwijzing voor waarschuwingen.  |
|  | <b>Catalogusnummer</b><br>Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.  |
|  | <b>Serienummer</b><br>Duidt het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd. |



## Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw hoorzorg professional.

| Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen |                          |                        |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/>                   | Geen gebruiksbeperkingen |                        |                        |
|  | Programma                | Beginvolume (Tinnitus) | Max. volume (Tinnitus) |
| <input type="checkbox"/>                   | 1                        | Max. _____ uur per dag | Max. _____ uur per dag |
| <input type="checkbox"/>                   | 2                        | Max. _____ uur per dag | Max. _____ uur per dag |
| <input type="checkbox"/>                   | 3                        | Max. _____ uur per dag | Max. _____ uur per dag |
| <input type="checkbox"/>                   | 4                        | Max. _____ uur per dag | Max. _____ uur per dag |

188867NL / 2018.06.04

| Overzicht toestelinstellingen |                              |                                    |                              |                              |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Links                         |                              |                                    | Rechts                       |                              |
| <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | Volumeregelaar                     | <input type="checkbox"/> Ja  | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | Programmaschakelaar                | <input type="checkbox"/> Ja  | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | Dempen                             | <input type="checkbox"/> Ja  | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | Tinnitus SoundSupport              | <input type="checkbox"/> Ja  | <input type="checkbox"/> Nee |
| Indicatoren volumeregelaar    |                              |                                    |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> Aan  | <input type="checkbox"/> Uit | Signalen bij min/max volume        | <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit |
| <input type="checkbox"/> Aan  | <input type="checkbox"/> Uit | 'Klikt' bij verandering volume     | <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit |
| <input type="checkbox"/> Aan  | <input type="checkbox"/> Uit | Signalen bij gewenst volume        | <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit |
| Indicatoren batterij          |                              |                                    |                              |                              |
| <input type="checkbox"/> Aan  | <input type="checkbox"/> Uit | Waarschuwing lage batterijspanning | <input type="checkbox"/> Aan | <input type="checkbox"/> Uit |

188867NL / 2018.06.04



**oticon**  
PEOPLE FIRST