

WIDEX ALLURE™ RECHARGEABLE BTE R D




De WIDEX BTE R D maakt deel uit van de WIDEX ALLURE™ serie. Gebouwd rond het WIDEX ALLURE™-platform dat kristalheldere spraak biedt in uitdagende situaties en tegelijkertijd een ongeëvenaarde gevoeligheid voor de omgeving behoudt.

Een BTE R D aanpassen is gemakkelijker dan ooit, dankzij de aanpassoftware "Widex Compass Cloud". Een cloudgebaseerde oplossing die een handige en gestroomlijnde pasprogrammasoftware biedt die altijd up-to-date is.

De BTE R D wordt aangedreven door een ingebouwde lithium-ionbatterij.

- Rechtstreekse mobiele draadloze connectiviteit (2,4 GHz)
- Compatibel met TV PLAY 2 en RC-DEX
- 4 prestatieniveaus: 440/330/220/110
- Regeling van voorkeuren, programmaschakelaar en luisterspoel zijn standaard
- Bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij
- LED ingebouwde knop Voorkeursregelaar
- Beschermingsklasse IP68
- Minimaal tot (zeer) ernstig gehoorverlies

AANBEVOLEN AANPASBEREIK



STANDAARDTECHNOLOGIE

- Allure-platform met ZeroDelay™-technologie
- Dynamic Feedback Controller
- Widex Fitting Rationale 2.0 voor een verbeterde eerste aanpassing
- TruAcoustics™ voor gepersoniseerd geluid en aanpassing
- SpeechEnhancer Pro voor verbeterde spraak in rumoer

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	440	330	220	110
Prestatie	*****	*****	****	**
Bewerkings- en fijnafstellingskanalen	15	12	10	8
Dynamische feedback-controller	•	•	•	•
Allure PureSound™	•	•	•	•
TruAcoustics™ 2.0	•	•	•	•
Speech Enhancer Pro	****	***	**	•
Widex Fitting Rationale 2.0	•	•	•	•

CONNECTIVITEIT

Compatibiliteit met iOS-, ASHA- & LE-audio	•	•	•	•
2.4 GHz Bluetooth-verbinding	•	•	•	•
Handsfree communicatie (iOS)	•	•	•	•
Luisterspoel	•	•	•	•

APPS VOOR iOS EN ANDROID

ALLURE app	•	•	•	•
------------	---	---	---	---


EIGENSCHAPPEN

Classifier - Geluidsklassen	11	8	6	4
Programma's	5	4	3	3
HD locator-banden	15	12	10	8
Digital Pinna	•	•		
TruSound Softener	***	***	•	•
SmartWind Manager™	***	***	•	•
Soft Level Noise Reduction	***	***	***	•
Voorkeursregelaar met LED	•	•	•	•
Programmeerbare drukknop *	•	•	•	•
Call Control**	•	•	•	•


*Programmeerbaar: Als een programmaknop, als een volumeknop. **Voor compatibele iOS-apparaten.

Ga naar global.widex.com/compatibility voor meer informatie over welke apparaten rechtstreeks streamen naar WIDEX ALLURE ondersteunen.


MAXIMALE OUTPUT - OORSIMULATOR




MAXIMALE OUTPUT - 2CC COUPLER



OUTPUT - OORSIMULATOR



OUTPUT - 2CC COUPLER



Technische gegevens: Typische gegevens verkregen met standaardmetingen met zuivere tonen. Het hoortoestel is in referentietest versterking gezet, tenzij anders wordt vermeld. Gemeten met een standaard ITE-coupler. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Widex via widex.com.

		OORSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC COUPLER EN IEC 60118-0:2024 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Maximaal HFA	135 dB SPL 141 dB SPL -	- 137 dB SPL 129 dB SPL
Akoestische output (Input 60 dB SPL)	1600 Hz Maximaal HFA	121 dB SPL 124 dB SPL -	- 118 dB SPL 112 dB SPL
Referentietest versterking	RTF/HFA	61 dB	52 dB
Maximale versterking (Input 50 dB SPL)	1600 Hz Maximaal HFA	72 dB 76 dB -	- 67 dB 65 dB
Output luisterspoel (input 31,6 mA/m)	1600 Hz Maximaal HFA	122 dB SPL 124 dB SPL -	- 119 dB SPL 113 dB SPL
Akoestisch frequentiebereik		110 Hz – 8300 Hz	100 Hz – 5800 Hz
Harmonische vervorming (typisch)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	<3% <3% <2% -	<3% <3% <2% <2%
Latentie		<15 ms	<15 ms
Equivalente ingangsruis		18 dB SPL	19 dB SPL
Gebruiksduur batterij* (oplaadbaar)		tot 24 uur	
Immuniteit mobiele telefoon (IEC 60118-13:2019, ANSI C63.19:2019)		IEC M: Compatibel met gebruikers / T: Compatibel met gebruikers ANSI M: Compliant / T: Compliant	

*De gebruiksduur van de batterij is gebaseerd op de begininstellingen met 60% van het aanpasbereik en een ISTS (International Speech Test Signal) ingangssignaal bij 65 dB SPL, **inclusief 5 uur lang dagelijks streamen plus 1 uur in headsetmodus**. De werkelijke gebruiksduur van de batterij, die gebaseerd is op 1500 volledige batterijcycli (ongeveer 4 jaar), hangt af van verschillende factoren zoals de geactiveerde functie-instellingen, het gehoorverlies, de streamingtijd en de geluidsomgeving.
Breng geen aanpassingen aan in deze apparatuur zonder toestemming van de fabrikant. Reserveonderdelen en instructies voor de juiste reparatie zijn verkrijgbaar bij Widex.