

WIDEX MAGNIFY™ BTE 13 D




De WIDEX BTE 13 D maakt deel uit van de WIDEX MAGNIFY™-serie. Het WIDEX MAGNIFY™-platform vormt de basis voor een beter geluid via TruAcoustics™ en dat allemaal op een gloednieuwe chip met een betere connectiviteit.

Het aanpassen van de BTE 13 D is eenvoudiger dan ooit, dankzij het krachtigere gepersonaliseerde geluid van TruAcoustics™.

- Rechtstreekse draadloze mobiele connectiviteit (2,4 GHz)
- Compatibel met de DEX-accessoires
- 4 prestatieniveaus: 440/330/220/110
- Regeling van voorkeuren, programmaschakelaar en luisterspoel zijn standaard
- Gebruikt een type 13 batterij
- Compatibel met TV PLAY
- Beschermingsklasse IP68
- Minimaal tot (zeer) ernstig gehoorverlies

AANPASBEREIK



STANDAARDTECHNOLOGIE

- WIDEX MAGNIFY™-platform met Personal Gain integrator
- TruAcoustics™ voor een verbeterd geluid en aanpassing

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	440	330	220	110
Prestatie	*****	*****	****	**
Bewerkings- en fijnregelkanalen	15	12	10	6
TruAcoustics™ met Personal Gain Integrator	•	•	•	•

CONNECTIVITEIT

2,4 GHz regeling (Android en iOS)	•	•	•	•
2,4 GHz audiostreaming (iOS)*	•	•	•	•
WidexLink naar DEX-accessoires**	•	•	•	•
Luisterspoel	•	•	•	•

APPS VOOR IOS EN ANDROID

MAGNIFY App met SoundSense Learn	•	•	•	
MAGNIFY App	•	•	•	•
TONELINK App	•	•	•	•
COM-DEX App	•	•	•	•


EIGENSCHAPPEN

Aanpasmanager	•	•	•	•
Fluid Sound Analyser (geluidsklassen)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programma's	5	4	3	3
Smartwind Manager	•			
High Frequency Boost	•			
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE		
Digital Pinna	•	•		
HD Locator	•	•	•	
TruSound Softener	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Voorkeursregelaar	•	•	•	•
Programmeerbare drukknop***	•	•	•	•
Soft Level Noise Reduction	•	•	•	•
Lawaaionderdrukking	•	•	•	•
ZEN IE	•	•	•	•
Audibility Extender	•	•	•	•


*Klaar voor rechtstreeks streamen vanaf Android. **Inclusief DEX-accessoires: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, TV-PLAY. ***Programmeerbaar: Als programmaknop, als volumeknop.

Ga naar global.widex.com/compatibility voor meer informatie over welke apparaten u kunt gebruiken om rechtstreeks te streamen naar WIDEX MAGNIFY.


MAXIMALE OUTPUT - OORSIMULATOR




MAXIMALE OUTPUT - 2CC COUPLER



OUTPUT - OORSIMULATOR



OUTPUT - 2CC COUPLER



Technische gegevens:

Typische data verkregen via metingen van standaard zuivere tonen. Hoortoestel ingesteld in referentietest versterking Compass, tenzij anders vermeld. Gemeten met behulp van een normale oorhaak en een standaard BTE coupler. Voor nadere informatie, neem contact op met Widex via global.widex.com.

		OORSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC COUPLER IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz	135 dB SPL	126 dB SPL
	Piek	140 dB SPL	135 dB SPL
	Gemiddeld	128 dB SPL	125 dB SPL
Akoestische output (Input 60 dB SPL)	1600 Hz	119 dB SPL	111 dB SPL
	Piek	120 dB SPL	115 dB SPL
	Gemiddeld	108 dB SPL	108 dB SPL
Maximale versterking (Input 50 dB SPL, Compass Maximale versterking)	1600 Hz	68 dB	61 dB
	Piek	74 dB	68 dB
	Gemiddeld	67 dB	62 dB
Output luisterspoel (input 31,6 mA/m)	1600 Hz	119 dB SPL	111 dB SPL
	Piek	121 dB SPL	115 dB SPL
	Gemiddeld	108 dB SPL	107 dB SPL
Frequentiebereik		100 Hz - 7750 Hz	100 Hz - 5750 Hz
Harmonische vervorming (typisch)	500 Hz	<2,8%	<2%
	800 Hz	<2%	<2%
	1600 Hz	<2%	<2%
Equivalent ingangsruijs		15 dB SPL	20 dB SPL
Batterijverbruik (stand-by)		1,26 mA	1,26 mA
Batterijverbruik*		1,41 mA	1,31 mA
Gebruiksduur batterij (Type 13 Zn-Air, 300 mAh)*		215 uur	230 uur
Immunitie mobiele telefoon (IEC 60118-13:2019, ANSI C63.5.0)		IEC: Bijstaander en gebruiker: Compliant	ANSI: Compliant

* Hoe lang batterijen in de praktijk meegaan, is onder andere afhankelijk van de gebruikte hoortoestelfuncties, de streamingtijd en de kwaliteit van de gebruikte batterij.

Breng geen aanpassingen aan in deze apparatuur zonder toestemming van de fabrikant. Reserveonderdelen en instructies voor de juiste reparatie zijn verkrijgbaar bij Widex.