



# Handleiding: Gebruik van de Signia App




## Bediening


Na het openen van de Signia App, kom je automatisch in het scherm “Bediening”. Je kunt hier ook naartoe gaan via de drie streepjes.




Aanpassen van het volume.




Via deze knop, kan het volume van de hoortoestellen apart aangepast worden.




Aanpassen van het tinnitus therapiesignaal (indien ingesteld).




Hiermee regel je meer helderheid als je de regelaar naar boven zet of een voller geluid als je de regelaar naar beneden zet.




Aanpassen directionaliteit van de microfoon. In de stand "Auto", weergegeven met een rood A icoon rechtsonder in de hoek van het scherm, wordt dit automatisch aangepast...




... maar de directionaliteit kan ook aangepast worden naargelang de eigen behoeftes.




Mondkapjes modus : een extra versterking op de frequenties die verzwakt worden bij het dragen van een mondkapje.



Alleen zichtbaar als er een accessoire gekoppeld is met de hoortoestellen (StreamLine Mic, StreamLine TV).






Van programma veranderen.



De status van de hoortoestellen nakijken (koppeling met Bluetooth en status van de batterij).

## My WellBeing

Toegankelijk via het startscherm van de Signia App of via de drie streepjes.





Vier belangrijke gezondheidsindicatoren:


- 1) Mijn stappen: aantal stappen per dag
- 2) Mijn activiteit: hoe actief u bent
- 3) Mijn draagtijd: draagtijd hoortoestellen
- 4) Mijn gesprekken: communicatie met anderen (via de unieke Own Voice Processing-technologie)

## Instellingen


Toegankelijk via de drie streepjes. Hier kun je de gebruikersinstellingen aanpassen.



### 1) Hoortoestel instellingen



### 2) App-instellingen





### 3) My WellBeing

| < My WellBeing              |   |
|-----------------------------|---|
| Berekening aantal calorieën | > |
| Meet eenheden (km)          | > |
| over My WellBeing           | > |
|                             |   |

### 4) Versies


| < Versies       |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| App versie      | 2.6.61.13803                            |
| Firmware versie | Links: 25.0.854.3<br>Rechts: 25.0.854.3 |
| Serienummer     | Links: TDP5303<br>Rechts: TDL9356       |
|                 |                                         |

### 5) Imprint


| < IMPRINT               |   |
|-------------------------|---|
| Juridische vermeldingen | > |
| Bedoeld gebruik         | > |
| Privacybeleid           | > |
| Algemene voorwaarden    | > |
|                         |   |

## Help

Toegankelijk via de drie streepjes. Geeft extra informatie over het gebruik van de App.



De Signia Assistant: ook toegankelijk via het startscherm.



De Signia Assistant is uw eigen hoorassistent, die ervoor zorgt dat u volledig betrokken blijft in het dagelijkse leven en dat u kan horen wat belangrijk is voor u.

De Signia Assistant kan:

- Uw instellingen afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren
- Uw vragen over het gebruik van de hoortoestellen beantwoorden
- Ondersteuning bieden, 24 uur per dag, 7 dagen per week



## Hoe werkt de Signia Assistant?

Na elke vraag, krijg je verschillende mogelijkheden om te antwoorden op de Signia Assistant. Je kiest voor de optie die overeenkomt met jouw luisterbehoefte.

Je blijft elke vraag beantwoorden en op basis hiervan stelt de Signia Assistant een aanpassing voor die een verbetering zal geven in de specifieke luistersituatie.

De aanpassing wordt meteen geprogrammeerd in de hoortoestellen.

Nadien heb je 3 opties:



1. Klinkt de nieuwe aanpassing goed?  
Kies voor de optie **"Behoud"**. Dan wordt de nieuwe aanpassing in de hoortoestellen opgeslagen.
2. Klinkt de nieuwe aanpassing minder goed?  
Kies voor de optie **"Maak ongedaan"**. Dan worden de vorige instellingen terug in de hoortoestellen gezet.
3. Kan de nieuwe aanpassing nog beter?  
Kies voor de optie **"Verbeter nog verder"**. Dan gaat de Signia Assistant met nieuwe vragen de aanpassing nog beter afstellen aan jouw luisterbehoefte.