

Powered by **Discover Next**

Geluiden: geoptimaliseerd

Gesprekken: verbeterd

What's next?

# Move beyond the words

Ongelooflijke geluidsprestaties om de diepere betekenis in gesprekken te horen.  
Ons nieuwste platform: Discover Next.

Discover Next ervaringsgids

A Sonova brand

unitron.

meer kunt horen dan  
alleen geluiden en  
woorden?

duurzame oplaadbare  
batterijen kunt aanbieden  
met bewezen  
lithium-ion technologie?

makkelijker, sneller  
en nauwkeuriger kunt  
aanpassen?

elegante hoortoestellen kunt  
leveren die de hele dag comfort  
bieden?

# Wat als u...

kunt beloven dat goede zorg  
ook buiten de winkel gewoon  
doorgaat?

uw winkel kunt laten  
onderscheiden van de  
concurrentie?

gemakkelijke verbindingen kunt  
bieden met allerlei apparaten?

**Dat kunt u.**

**Discover Next**

### **Spectaculair spraakverstaan is nog maar het begin**

We staan bekend om het leveren van geweldig geluid dat een beter spraakverstaan mogelijk maakt. Maar gesprekken zijn complexer dan dat. Om echt rijke interacties te hebben, hebt u meer nodig dan geluiden en woorden.


Wij gaan verder dan de woorden om mensen te helpen de diepere betekenis in gesprekken vast te leggen. Onze unieke geluidstechnologie helpt mensen te begrijpen wie er praat, waar de gesprekken vandaan komen, welke intonatie ze gebruiken en wat hun onderliggende emoties zijn.\*

Bovendien helpen onze nieuwe geluidsfuncties uw cliënten om beter te horen in lawaaiige omgevingen en maken ze zelfs mensen die heel zacht spreken gemakkelijker te verstaan.

# Move beyond the words

\*Singh, Kreuger, Besser, Wietoska, Launer, Meis. (2018). A Pre-Post Intervention Study of Hearing Aid Amplification: Results of the Emotional Communication in Hearing Questionnaire (EMO-CHeQ), IHCON 2018.

# De unieke chip in Discover Next helpt mensen om de kern van gesprekken te bereiken




SoundCore™ levert meer dan alleen geluiden en woorden. Het systeem levert belangrijke spraaknuances en signalen uit de omgeving om een realistische luisterervaring te bieden. Met het krachtige, geïntegreerde SoundCore systeem kunnen uw cliënten de diepere betekenis in gesprekken verstaan en dit maakt Discover Next één van de meest intelligente platformen ter wereld.

## Identificeert omgevingen net zo nauwkeurig als een 20-jarige

Cliënten kunnen optimaal horen in alle luistersituaties met **SoundNav 3.0** en kunnen genieten van levensverrijkende media met behulp van MediaNav. Jarenlange training van onze algoritmes met machine learning betekent dat deze functie de altijd veranderende geluidsomgevingen kan identificeren, net zoals een jonge, normaal horende luisteraar:

## Meer stemmen. Minder lawaai.

Bied duidelijke spraak, minder lawaai en algehele geluidskwaliteit die in elke omgeving comfortabel is uitgebalanceerd met **Sound Conductor**. En maak de subtiele nuances van spraak meer uitgesproken, zodat iedereen – zelfs mensen die heel zacht spreken – gemakkelijker is te verstaan met onze nieuwe functie **soft speech lift**.




## Hoor spraak met een verbazingwekkende helderheid – zelfs in lawaai

Pak de belangrijkste behoefte van uw cliënten aan om beter te verstaan in lawaaiige omgevingen met **SpeechPro**\*. Het gebruikt binaurale signalen om te weten waar spraak vandaan komt en verbetert deze meer dan wat een gangbaar hoortoestel kan doen. Een nieuwe vierde dimensie van SpeechPro, **Spectral Speech**, is ontworpen om cliënten te helpen woorden en emoties beter te verstaan in complexe luistersituaties.

## Zet de geluiden op hun plek

Cliënten genieten van een realistische geluidservaring omdat geluiden akoestisch kunnen worden gescheiden en kunnen worden waargenomen op hun eigen locatie. Dit komt door **Spatial Awareness**, die natuurlijke lokaliseringsignalen terugbrengt met een innovatieve 4-microfoonstrategie.



Duik in alle details van SoundCore op [unitron.com/nl/soundcore](https://unitron.com/nl/soundcore)

\*Dr. David A. Eddins, WCA oktober 2018, Kaapstad, Zuid-Afrika.  
\*\*Ozmeral, Hoover, Gabbidon en Eddins (2018). Development of Continuous Number Identification Test (CNIT). Ear and Hearing ingediend voor publicatie.



**Ongeloof  
begint met de  
eerste woorden  
die ze horen**

## **En ermee beginnen is nog nooit zo eenvoudig geweest**

### **5 klikken tot “Dat klinkt geweldig!”**

Met onze TrueFit™ aanpasssoftware is een snelle, gemakkelijke en nauwkeurige aanpassing mogelijk in 5 of minder klikken. Het systeem zorgt ervoor dat alle benodigde instellingen worden geoptimaliseerd, waardoor u erop kunt vertrouwen dat u de best mogelijke eerste passing biedt met een beter klinkend startpunt.

### **Geluid dat hen op hun gemak stelt en steeds beter wordt**

Beginnen met de versterking op target kan luid, hard en overweldigend zijn, waardoor cliënten hun hoortoestellen niet meer willen dragen. Daar hebben wij Automatic Adaption Manager (AAM) voor. AAM start met een volume en transparantie die comfortabel is voor nieuwe dragers en schakelt vervolgens automatisch over naar topprestaties, zodat dragers zich geleidelijk en naadloos kunnen aanpassen aan nieuwe geluiden.

**Dit maakt allemaal deel uit van onze filosofie om direct vanaf het begin een ervaring te bieden waar ze van houden**

Weet u wat daarnaast nog nooit zo eenvoudig is geweest?

# Voor alle connectiviteit gemaakt

Uw cliënten kunnen genieten van eenvoudige directe verbindingen met de mensen en inhoud waar ze van houden met handsfree bellen, video-oproepen en stereomedia streamen naar beide oren – op alle telefoons, zonder behoefte aan extra accessoires.\*


**De meeste andere merken kunnen dit niet leveren, en dit is nóg een manier waarop we mensen helpen om van hun luisterervaring te houden.**

## **SWORD 3.0 MAAKT HET MOGELIJK**

Discover Next maakt gebruik van de SWORD™ 3.0 (Sonova Wireless One Radio Digital)-chip om connectiviteit voor alles te bieden – inclusief echte handsfree telefoongesprekken en media naar beide oren.

## **Maak verbinding met 4 apparaten**

Discover Next biedt extra gemak. Cliënten kunnen nu 2 Bluetooth®-apparaten (telefoons, tablets) en 2 TV Connectors gebruiken met hun hoortoestel.




\*Smartphones en traditionele mobiele telefoons met een compatibel Bluetooth-handsfreeprofiel. Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Sonova AG gebeurt onder licentie.



# Geweldige hoorervaringen mogen nooit stoppen

## Zelfs nadat ze uw winkel verlaten

Discover Next verzekert dat geweldige hoorervaringen doorgaan na de eerste aanpassing. Dit omvat geavanceerde tools en functies die u en uw cliënten extra ondersteuning, opties en controle bieden – direct binnen handbereik.




## Haal het giswerk uit uw vervolgspraken

Ontvang betekenisvolle data die u een levendig beeld geven van hoe de hoortoestellen van uw cliënten presteren in de echte wereld, in realtime, met Statistieken. Met een duidelijk begrip van hun luisteromgevingen kunt u nauwkeuriger en persoonlijker advies geven tijdens vervolgspraken, waardoor afspraken voordeliger en efficiënter worden.

## De app die u bijstaat

Met coach kunnen uw cliënten het maximale uit hun hoortoestellen halen en kunt u meer tijd terugkrijgen gedurende de dag. Deze coach versterkt en breidt uw advies uit naar de echte wereld door extra ondersteuning en gepersonaliseerde tips en adviezen naar de smartphones van uw cliënten te sturen via de app Remote Plus: Handige herinneringen voor uw cliënten die leiden tot minder vervolgsproepen voor u.




## Zij krijgen de controle. U krijgt de statistieken.

Met de equalizer hebben uw cliënten een mogelijkheid het geluid te personaliseren door de bas-, midden- en hoge tonen op elk moment te kunnen aanpassen. Al deze aanpassingen worden vastgelegd in onze TrueFit software, zodat u een compleet beeld hebt van hun voorkeuren.

## De app Remote Plus helpt cliënten om hun ervaring nog verder te personaliseren:

- › Programma's veranderen
- › Het volume aanpassen
- › Geluid aan- en uitzetten
- › De balans tussen media en de omgeving aanpassen
- › Beoordelingen over hun ervaringen sturen, zodat u proactief kunt zijn met uw advies
- › Instructievideo's bekijken



\*Om de app Remote Plus te kunnen gebruiken, hebt u Unitron-hoortoestellen met Bluetooth nodig. De app Remote Plus werkt op Apple-smartphones met iOS 10.2 of hoger en Android-smartphones met versie 6 of hoger. Het equalizer-scherm verschijnt mogelijk niet exact zoals weergegeven.

Moxi™ Move R



**Bewezen  
heel lang  
mee te gaan**

Veel, veel groter dan de werkelijke grootte om onze rondingen te laten zien.



Nog steeds verbluffend op werkelijke grootte.

Breng uw cliënten op meer dan één manier in beweging met de nieuwste toevoeging aan de Discover Next-familie, **Moxi™ Move R – onze kleinste lithium-ion RIC**. Dit hoortoestel houdt ze de hele dag in beweging dankzij de betrouwbare en probleemloze oplaadbare technologie. Bovendien maken de unieke prestaties van SoundCore het eenvoudiger dan ooit, om opnieuw contact te maken met mensen, op een dieper niveau.

**MEER OM VAN TE HOUDEN**

---

Een alles-in-één-pakket dat er geweldig uitziet en geweldig klinkt

---

Comfortabel en stijlvol

---

Voor alle telefoons gemaakt met handsfree telefoongesprekken en video-oproepen naar beide oren

---

Beantwoordt aan alle behoeften van de cliënt met gebruiksvriendelijke accessoires



# Fantastisch horen zit in de familie

Net als Moxi Move R, zijn de andere leden van de Discover Next-familie ook stijlvol en comfortabel. Onze oplaadbare oplossingen bieden een volledige dag horen (waaronder streamen), wat wordt ondersteund door lithium-ion technologie die zijn waarde heeft bewezen en waar u op kunt rekenen. Bovendien zijn ze snel op te laden en schakelen ze automatisch in en uit wanneer ze uit de oplader worden verwijderd of erin worden geplaatst.



**Moxi Jump R T**

Oplaadbaar  
Receiver-in-canal  
met luisterspoel



**Moxi Jump R T oplader**



**Stride™ PR**

Oplaadbaar  
Achter-het-oor



**Oplader Stride PR**




**Moxi Fit**

Traditionele batterij  
Receiver-in-canal

# Discover Next aanpasbereiken


## Moxi

Type luidspreker:	S	M	P	UP
Max output/gain (2 cc)	111/46	114/50	122/58	130/67
Open dome	•	•	•	
Vented dome	•	•	•	
Power dome	•	•	•	
SlimTip	•	•	•	
cShell		•		•



## Stride

Stijl:	Stride PR
Max output / gain (2cc) gefilterde toonbocht	130/66
Max output / gain (2cc) slim tube	127/60



Cinnamon (Q9)



Charcoal (P8)



Amber (P2)



Amber suede (S2)

# Zien er net zo goed uit als dat ze klinken



Espresso (P4)



Beige (01)



Platinum (P6)



Pewter (P7)

Moxi Move R weergegeven op werkelijke grootte.



#### Remote Control

Hiermee kunnen uw cliënten discreet het volume aanpassen en van programma wisselen wanneer het hen uitkomt.



#### TV Connector

Cliënten kunnen hun favoriete programma's en films bekijken en beluisteren in stereogeluid van hoge kwaliteit door hun hoortoestellen draadloos te verbinden met de tv of andere media-apparaten.

Wilt u meer doen?

# Wij hebben daar de oplossingen voor

Discover Next biedt een vernieuwde set eenvoudig te gebruiken oplossingen waarmee uw cliënten hun hoortoestellen optimaal kunnen gebruiken. Met een verscheidenheid aan keus is er een oplossing die ervoor zorgt dat elke cliënt nog meer van de ervaring zal genieten.

#### PartnerMic

Op de revers gedragen microfoon voor één-op-één gesprekken in lawaaiige omgevingen – spraak rechtstreeks streamen naar de hoortoestellen van uw cliënten.



#### RogerDirect™

Cliënten kunnen profiteren van de prestaties van Roger™ bij spraak in lawaai en over afstanden met RogerDirect, waarmee Roger-microfoons rechtstreeks naar Discover Next-hoortoestellen kunnen streamen.



Roger-producten worden niet weergegeven op werkelijke grootte. \*Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

Verpak het in de FLEX-ervaring en je beschikt over een

# Game

# Changer

FLEX is een baanbrekende aanpak die de manier verbetert waarop u gehoorzorg levert. Dit maakt de ervaring voor cliënten geweldig en onderscheidt u van uw concurrenten. Maar neem het niet alleen maar van ons aan:

“

“Mijn verkoop is verdubbeld sinds ik FLEX ging gebruiken. Dit was een doorbraak. Flex maakte mijn leven zoveel makkelijker en meer mensen waren gelukkig.”

**Dawn Heiman, Advanced Audiology Consultants, VS**

“

“Nadat we met FLEX begonnen te werken, zijn we als bedrijf enorm gegroeid. We hebben veel meer verkoop gegenereerd waardoor we een tweede winkel konden openen.”

**Sergio Correias, Fono Audio Centros Auditivos, Spanje**


## Onderscheid uzelf met FLEX




Cliënten kunnen hoortoestellen gratis proberen en ze in hun dagelijkse leven ervaren voordat ze kopen.



Cliënten krijgen gepersonaliseerde hoortoestellen bij hun eerste bezoek.



Verminder de noodzaak om overtollige voorraad te verkopen en te voeren.



Voorkom dat cliënten weglopen.



Verbeter cliëntervaringen met statistieken over hoe ze hun hoortoestellen daadwerkelijk gebruiken.



Upgrade de technologie in het hoortoestel zonder nieuwe toestellen te kopen.

**Neem vandaag nog contact op met uw accountmanager van Unitron voor meer informatie over FLEX.**

Snelle, gemakkelijke en nauwkeurige eerste aanpassingen met geluid dat ze op hun gemak stelt en dat steeds beter wordt

Ongelooflijke geluidsprestaties waarmee mensen de diepere betekenis in gesprekken kunnen horen

Bewezen lithium-ion oplaadbare technologie die de hele dag mee gaat

Een slanke en comfortabele familie producten, waaronder onze nieuwste aanwinst Moxi Move R

Handsfree telefoongesprekken, video-oproepen en stereomedia streamen naar beide oren, op alle telefoons

# Love the experience

## Discover Next

Inzichtelijke data die het giswerk uit uw vervolgspraken halen

Toekomstbestendige hoortoestellen met FLEX:UPGRADE™

Help cliënten om goed om te gaan met hun hoortoestellen dankzij coach

Beoordeling in de echte wereld en ervaring voor aankoop met FLEX:TRIAL™

Wees baanbrekend met de FLEX-ervaring en Discover Next

# In het kort

SoundCore		Discover Next 9	Discover Next 7	Discover Next 5	Discover Next 3
<b>Omgevingsclassificering</b>	<b>SoundNav 3.0</b>	•	•	•	•
	Totaal aantal luisteromgevingen	7	6	4	2
	Gesprek in een grote groep	•			
	Gesprek in een kleine groep	•	•		
	Muziek	•	•		
	Rustig	•	•	•	
	Lawaai	•	•	•	
	Gesprek in rust	•	•	•	•
	Gesprek in lawaai	•	•	•	•
	Totaal aantal streamingomgevingen	2	2	2	2
	MediaNav spraak	•	•	•	•
	MediaNav muziek	•	•	•	•
<b>Geluidsoptimalisatie</b>	<b>Sound Conductor</b>	•	•	•	•
	Speech enhancement	•	•	•	•
	Soft speech lift	•	•	•	
	Noise reduction	•	•	•	•
	Microfoonfuncties	•	•	•	•
<b>Lokalisatie</b>	<b>Spatial Awareness</b>	•	•	•	
	Persoonlijk	•			
	Pinna Effect	•	•	•	•
<b>Prestaties in complexe omgevingen</b>	<b>SpeechPro</b>	•			
	Speech Locator	•	•		
	Speech Focus	•			
	Spatial Speech	•			
	Spectral Speech	•			
	<b>SpeechZone 2</b>		•		
<b>Fijnafstelling kanalen</b>		20	16	14	12

## Beschikbaar op alle technologieniveaus

### Sound Stabilization

- › AntiShock 2
- › Wind control
- › Feedback manager
- › Natural sound balance

### Aanpassing

- › Nieuwe first fit benadering
- › Automatische Adaptatie Manager
- › Frequentie compressie 2
- › Tinnitus maskeerder
- › MyMusic
- › Handmatige programma's
- › IntelliVent

### Eenvoud en gemak

- › Made for all directe connectiviteit
- › Oplaadbaar
- › TV Connector
- › Remote Control
- › PartnerMic
- › Remote Plus app
- › DuoLink
- › Binaurale telefonie
- › RogerDirect
  - Roger Pen
  - Roger Select
  - Roger Table Mic II

### Ervaar innovaties

- › FLEX:TRIAL
- › FLEX:UPGRADE
- › Statistieken
  - Coach
  - Log It All
  - Beoordelingen (inclusief proactieve waarschuwingen)
  - Algemene tevredenheid
  - Gebruik



Get ready to **Love the experience**

Unitron vindt dat mensen van begin tot eind een goed gevoel moeten hebben bij het uitzoeken en dragen van een hoortoestel. Onze ingenieuze producten, technologieën, services en programma's bieden een unieke en persoonlijke ervaring. Get ready to Love the experience.

© 2020 Unitron. All rights reserved.

2020-03 028-6446-07

**unitron.com**

**sonova**  
HEAR THE WORLD